

Der MaxiCycler wird in fünf verschiedenen Größen angeboten. Unerwünschte toxische Substanzen werden aus verschiedenen Volumina von Albumin, das als Dialysatlösung verwendet wird, effektiv entfernt. Als adsorbierende Komponente im ALBUNIQUE® Behandlungsset entfernt der MaxiCycler im Rezirkulationsmodus bis zu 24 Stunden lang Giftstoffe aus dem Dialysat.



Extracorporale Albumin-Dialysesysteme (ECAD= Extracorporeal Albumin Dialysis) galten lange als letzter Ausweg, um Zeit bis zur Lebertransplantation zu gewinnen. Inzwischen werden diese Therapien von klinischen Anwendern zunehmend für ein neues Spektrum von Indikationen bei Patienten mit akuten oder akut-chronischen Leberversagen eingesetzt.



# ALBUNIQUE

Behandlungsset für  
multiFiltrate Ci-Ca® und  
multiFiltratePRO Ci-Ca®

Von der Entgiftung zur Regeneration

Ein Paradigmenwechsel in der  
Leberunterstützung!

### Eine neue Technologie

Innovativ und signifikant gesteigerte Leistung

### Sichere und zuverlässige Adsorption

Über 5.000 erfolgreich durchgeführte Behandlungen mit der Hepalbin® Technologie

### Effizient & systematisch

Nachweislich verbesserte Albuminbindung

### Anwenderfreundlich

Vorgefertigte kundenspezifische Schlauchkits und speziell angefertigte Halterungen

### Nachhaltig

Entwickelt, um den Bedarf an Albumin und zusätzlichen Materialien zu reduzieren

Erfahren Sie mehr über die signifikant gesteigerte Effektivität der neuen Adsorber-Generation. Kontaktieren Sie uns, um die Erfinder der Leberunterstützung mit jahrzehntelanger Erfahrung kennenzulernen und die beste Behandlungsoption für Ihre Patienten und Ihre Plattform zu finden.



ALBUTE GmbH  
Schillingallee 68  
18057 Rostock  
D - Germany

Tel.: +49 381-12165871  
Fax: +49 381-12165877  
E-Mail: info@albutec.de  
Web: www.albutec.eu



## Leberunterstützung mit der Fresenius multiFiltrate Ci-Ca® und multiFiltratePRO Ci-Ca®

Der Hepalbin® MaxiCycler ist in einem kontinuierlichen Kreislauf integriert, welcher über ein anwenderfreundliches und speziell für die Albumindialyse entwickeltes Schlauchsystem läuft.

In Kombination mit hochwertigen ausgewählten Dialysatoren wird mit dem MaxiCycler eine effektive Behandlung ermöglicht, die nicht nur eine sichere und zuverlässige, sondern gleichzeitig gezielte und effiziente Therapie darstellt.




Die ALBUTEC GmbH hat die Albumin-aufbereitung von Grund auf neu gestaltet. Die Adsorbertechnologie wurde von dem Unternehmen eigenständig entwickelt und die Schlauchsysteme in Zusammenarbeit mit der Heinz Meise GmbH angepasst.

Der innovative Hepalbin® MaxiCycler wird in den eigenen Reinräumen gefertigt und hat das Potenzial für einen Paradigmenwechsel in der Leberunterstützung.

Von der Entgiftung zur Regeneration!

Mithilfe einer Infusionspumpe, welche durch eine spezielle Halterung direkt am Dialysesystem befestigt wird, erfolgt die wirksame Albumindialyse mit dem MaxiCycler.

Hochwertige Dialysatoren und ein exklusiv gefertigtes Schlauchkit der Firma Heinz Meise GmbH vervollständigen das ALBUNIQUE® Behandlungsset.



Drei Schlüsselfaktoren der Therapie:

### Aktivierung

Effektive Befreiung des Dialysat-Albumin-Moleküls von Stabilisatoren zur Aktivierung der Bindungsstellen (Albumin wird zu hochreinem Albumin = „Hepalbin®“).

### Recycling

Durch Rezirkulation über den MaxiCycler wird kontinuierlich hochreines Albumin am Dialysateingang bereitgestellt.

### Entgiftung

Durch die Dialyse gegen Hepalbin® wird erstmalig das Ziel der signifikanten Verbesserung aller Albuminbindungsparameter im Patienten reproduzierbar erreicht.



Aufbau ALBUNIQUE® an multiFiltrate Ci-Ca®